



RI.MOS.
Disposabile
Medical Products

25755 Fax +39 0535 25509

RI.MOS. Srl V.le Gramsci, 29 Mirandola-MO Tel. +39 0535

HYPEROil

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

(KÜLSŐLEG HASZNÁLATOS, NEM PERORALIS KÉSZÍTMÉNY)

A HyperOil-ban levő Neem fa olaja klinikailag bizonyítottan nem képez filmréteget a seben. Ne tartson sipoly képződésétől!

Felhasználási terület

A termék a bőrszövet helyreállításának adjuváns kezeléséhez használatos akut és krónikus sérülések esetén javasolt.

Különböző típusú bőrfelületi sérülések, bőrbepedések, felfekvéses fekélyek, vascularis laesiók, diabéteszes eredetűek is, az irha és/vagy a csontszövet expozíciója mellett, benőtt körmök, körömgombásodás (körömlemez gombás fertőzése), külsőfülgulladás, égések, sipolyok, tályogok, traumás sérülések (fertőzöttek is), csonthártyáig hatoló szakított és zúzott sebek, radiodermatitis, műtéti sebek, aranyér, herpesz, fertőzött akné, ekcéma, szájúregi sebek, szennyezett horzsolt sebek, tetoválások utáni, ill. tetoválások eltávolítása utáni gyulladt bőrfelület, fagyás, szúnyog-, ill. rovarcsípés. Kiváló szűnyogriasztó (de erős, jellegzetes szagú készítmény).

Bőráttünetések kezeléséhez is nagyon ajánlott. A szöveteket védő és a baktériumokat visszazorító hatásának köszönhetően elősegíti a felületi hámphianyok és a különböző jellegű bőrsérülések gyógyulását. Az irha és egyéb anyagok elvesztését eredményező súlyos bőrsérülések esetén elősegíti a fibrin csökkenését és stimulálja a granulációs szövet képződését. A termék fenntartja a szöveti hidratációt, elkerülve így a pörkök képződését és a seb körüli részek felpuhulását. A termék gátolja a baktériumtelepek kialakulását a kezelt területen.

A termék fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító hatással bír.

Gyógyászati eszköz.

Felhasználási terület: bőr, szájnnyálméhártya, valamint a rectum linea dentata területe (aranyeres csomók kezelése).

A felhasználók köre

A termék egészségügyi intézményekben, illetve otthonápolás keretében is használható, amennyiben az ápolást ellátó személy (orvos, asszisztens, ápoló, családtag) a termék használatára vonatkozó előírásokat megismerte és azokat betartja.

Alkalmazási mód

A termék alkalmazása és – természetesen – annak minden újabb felvitele előtt a bőrsérülést a szokásos eljárások szerint meg kell tisztítani. A nem teljesen újraráhámódott bőrsérüléseknél esetleg meglevő elhalt szöveteket vagy kérges (száradt) pörköket ajánlatos megfelelő módon eltávolítani. A fekélyek gyógyulása nagyban gyorsítható akkor, ha folyamatos a kötözés, és ha a termék minden egyes alkalmazásakor új kötés kerül fel a régi helyére. A különböző formulákban kapható terméket – az orvosi ajánlásnak megfelelően – napi, 2, 4 napi, vagy heti gyakorisággal kell alkalmazni a kezelendő sérülés súlyosságától, jellegétől és helyétől függően.

Olajos formula

Borostyán színű üveg cseppszámlálóval vagy spray szórófejjel

Fekélyes vagy nyitott, kisebb vagy nagyobb krátterszerű sebek (pl. nagy felfekvéses fekélyek) esetén a terméket steril gézlapra kell felvinni, majd azt közvetlenül kell alkalmazni a teljes sérült terület bezáródásáig. A gézlapok megfelelő rögzítéséhez szükség esetén vízálló vagy ún. félig lélegző kötés (filmkötszer) használható.

Fontos. A Hyperoil olajjal átitatott gézlapot a seb lemosása nélkül vagy – szükség esetén – fiziológiás sóoldattal való egyszerű lemosása után minden kezelés alkalmával le kell venni és ki kell cserélni.

Gél formula

Üregeket, járatokat vagy komoly anyagihiányt mutató fibrines bőrsérülések esetén a termék könnyebben alkalmazható gél formulában közvetlenül a sérült területre, filmkötszerrel rögzítve.

Fontos. A kötszer levételekor a kezelt területen található fölös gél el kell távolítani. A gél ismételt felvitele előtt a kezelt területet alaposan le kell öblíteni fiziológiás sóoldattal.

Spray formula

Tekerje le a kupakot és csavarja fel a spray adagolót. A szükséges mennyiség kijuttatása után a légmentes záródás érdekében tekerje vissza a kupakot. A spray szórófej ún. „jet” szórófej, tehát egyenes csíkban szór, és nem tusrózsra szerűen. Az olaj, ill. a zselé könnyedén szétterjed mind a kötszeren, mind a seben.

Impregnált géz formula

10 darab 10×10 cm méretű impregnált gézlapot tartalmazó doboz. **Vazelinmentes.** Vazelinre allergiás vagy érzékeny sérültek esetén is alkalmazható.

Vazelines géz formula

40 darab 10×10 cm méretű vazelines gézlapot tartalmazó doboz.

Vazelinre allergiás vagy érzékeny sérültek esetén nem alkalmazható.

Különösen javallott az akut sérülések (égések, horzsolások, műtét utáni sebek) és a gyenge újrarahamosodást mutató, baktériumtelepek kialakulásának kedvező és rosszul gyógyuló krónikus sérülések kezeléséhez. A sérült terület megtisztítása (fiziológiás sóoldattal történő lemosása) után nyissa fel a dobozt és csipesszel vegyen ki egy gézlapot, majd helyezze azt el a sérült területen. Szükség esetén alkalmazzon másodlagos nedvszívó kötést.

Fontos. A gézlapot a seb lemosása nélkül vagy – szükség esetén – fiziológiás sóoldattal való egyszerű lemosása után naponta, két, három naponta (a seb jellegétől és a gyógyulási fázistól függően) le kell venni és minden kezelés alkalmával ki kell cserélni.

Amennyiben úgy érzi, hogy a seb kiszáradt, kívülről fújjon rá olajat, várjon pár percet, és a kötés a seb sérülése nélkül eltávolítható. Ezt akkor is tegye meg, ha a kötőcsere még nem aktuális, de száraznak érzi a sebet!

Alkalmazási korlátok

A termék hatástalan elhalt szövetek esetén, illetve ha a szöveti hypoxia értéke kisebb, mint 30 Hgmm O₂.

Ellenjavallatok

A kezelt területen tilos a termékkel egyidejűleg kenőcsöt vagy fertőtlenítőt használni. Kerüljük az alkohol, jód, klórhexidin vagy hidrogénperoxid alapú fertőtlenítőszer használatát! A formulák nem megfelelő alkalmazása késleltetheti a szöveti reparációt, gátolva ezzel a gyógyulás fiziológiai folyamatát. A sérültnél túlérzékenység léphet fel a hatóanyagokra vagy a kötőanyagok bármelyikére: ilyen esetben meg kell szakítani a kezelést és megfelelő terápiát kell kezdeni. A termék tartós használata átmeneti szőr- és hajhullást eredményezhet. (A szőrtüszők, ill. hajhagymák nem sérülnek, nem halnak el, a szőrzet és a haj visszanő.)

A termék alkalmazása – formulától függetlenül – átmeneti égő érzést, vérést, viszketést vagy bőrpírt okozhat a sérült területen, ami rövid időn belül (néhány perc) elmúlik, és ezzel párhuzamosan fokozatosan csökken a sérülés helyén érzett fájdalom. A legtöbbször nem tapasztaltak égő, viszkető érzést a kezelések során.

Figyelmeztetések

- Sok esetben lehetőséget ad a helyi antibiotikus kezelés mellőzésére, illetve a szisztémás antibiotikus kezelés lerövidítésére.
- Kerülendő a fertőtlenítők alkalmazása, mert ezek kedvezőtlenül befolyásolják a gyógyulás folyamatát.
- A fény és a levegő árt a terméknek. Ezért csak az alkalmazáshoz szükséges időtartamon át tehető ki levegő hatásának. A termék használata után tehát jól le kell zárni a tárolóedényt.
- Száraz, hűvös helyen tartandó. 17 °C alatti hőmérsékleten az olajos formulájú termék hajlamos ugyan a megszilárdulásra, de a bőrre juttatva, ill. szobahőmérsékleten kis idő elteltével ismét cseppfolyóssá válik. Ha szilárd állapotban nehéz applikálni, állítsuk az üveget langyos vízbe! (Max. 40°C.) Ne lépje túl a meghatározott max. hőmérsékletet!
- A természetes növényi eredetű anyagokból álló termék sem az egészségre, sem a környezetre nem jelent veszélyt. Ettől függetlenül eddig soha nem jelzett allergiás reakciókat is kiválthat.
- Használat után az előírások szerint kell ártalmatlanítani az impregnált gézlapokat és azok dobozát.
- Tilos ugyanazt az impregnált gézlapot más sérülteken is alkalmazni.
- A termék esetében másod- és harmadfokú égési sérülésekre nem történtek klinikai vizsgálatok.
- Három év alatti gyermekektől távol tartandó.
- **Használat előtt az olaj alaposan felrázandó.**
- Amennyiben a termék szembe kerülne, langyos vízzel öblítse ki, majd pislogjon, amíg az olajat ki nem pislogja, és látása homályosból ismét éles nem lesz! A termék semmi maró, vagy szemre káros anyagot nem tartalmaz.

Aktív hatóanyagok:

Azadiraktin (Neem fa termésének kivonata), Hyperforin (közönséges orbáncfű)

Parabén mentes, nem tartalmaz petróleum származékot**Összetevők:****Olajos formula INCI**

Azadiraktin (Neem fa termésének kivonata), Hyperforin (közönséges orbáncfű)

30ml-es gél formula INCI

Azadiraktin (Neem fa termésének kivonata), Hyperforin (közönséges orbáncfű)

Egyéb összetevők (kötőanyagok):

Aqua [Water], Propylene Glycol, Ciclodextrin, Phenoxyethanol, Carbomer, Triethanolamine, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Sodium Dehydroacetate, Ethylhexylglycerin.

Gél formula INCI

Azadiraktin (Neem fa termésének kivonata), Hyperforin (közönséges orbáncfű)

Egyéb összetevők (kötőanyagok):

Aqua [Water], Propylene Glycol, Ciclodextrin, Phenoxyethanol, Carbomer, Triethanolamine, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Sodium Dehydroacetate, Ethylhexylglycerin.

Impregnált géz formula INCI

Azadiraktin (Neem fa termésének kivonata), Hyperforin (közönséges orbáncfű)

Egyéb összetevők (kötőanyagok):

Aqua [Water], Propylene Glycol, Triethanolamine, Carbomer, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Ethylhexylglycerin.

Vazelines géz formula INCI

Azadiraktin (Neem fa termésének kivonata), Hyperforin (közönséges orbáncfű)

Egyéb összetevők (kötőanyagok):

Light Liquid Paraffin, White Soft Paraffin.

Felülvizsgálat: 2015. június

A csomagoláson feltüntetett szavatossági idő az előírások szerint tárolt, bontatlan csomagolású termékre vonatkozik.



Figyelem: Ne szennyezze a környezetét!



Figyelem: Olvassa el a használati utasítást!

e-mail: info@rimos.com - web site: www.rimos.com

